

COMBINACIONES DE FLUOROFOROS PARA FACSCanto A

Láser Azul 488nm

FL1 (530/30)

FITC
EGFP
EYFP
Alexa 488
CFSE
Fluo3

FL2 (585/42)

PE
PI
Vybrant™ Cell Cycle
(Orange stain)

FL3 (LP670)

PI
PerCP
PE-Cy5=Cychrome=Red 670=TriColor
PerCP-Cy5.5=TrueRed
FuraRed™

FL4 (780/60)

PE-Alexafluor700
PE-Cy7

Láser Rojo 635nm

FL5 (660/13)

APC
Alexa 647
Cy5
Vybrant DiD™

FL6 (780/60)

APC-Cy7
APC-Alexa700